



# PACE 101™

SINGLE CHAMBER (SSI) TEMPORARY PACEMAKER

**PACE 101**

**OSYPKA MEDICAL**



## Stimolazione temporanea

### PACE 101® : Pacemaker cardiaco temporaneo monocamerale esterno

È un pacemaker esterno a camera singola per la stimolazione temporanea del cuore per pazienti con disturbi del ritmo cardiaco o difetti di conduzione. È adatto anche alle esigenze di Rapid Pacing. Il design intuitivo e i quadranti facili da usare ne fanno un dispositivo ideale per tutte le esigenze di stimolazione, specialmente in situazioni in cui è necessario un generatore di impulsi rapido da utilizzare.

#### Caratteristiche PACE 101®

- Leggero e dimensioni ridotte con controlli di facile utilizzo
- Frequenza di stimolazione base fino a 180 bpm
- Stimolazione overdrive per la cessazione della tachicardia atriale attraverso un rapido aumento (x2, x4) della frequenza di stimolazione
- Morsetti di connessione protetti da contatto con diametro 0,9 - 2,0mm
- Output fino a 12V
- Regolazione Frequenza base
- Regolatore ampiezza stimolazione
- Regolazione sensibilità
- Indicazione Sensibilità
- LED Batteria: Batteria scarica o errore
- LED indicatore dell'attività di stimolazione
- Batteria garantisce fino a 38 giorni di attività
- Cover protettiva

#### Specifiche tecniche

Dimensioni	6 cm x 11,5 cm x 2 cm
Peso	170 g Batteria inclusa
Batteria	Alcaline: 38 giorni (72 ppm, 8.0 V)
Frequenza Base	da 30 a 180 bpm
Frequenza di stimolazione elevata	Frequenza x2, x4 (fino a 720 ppm)
Ampiezza stimolazione	0,3 a 12 V
Ampiezza pulsazione	0,75 ms
Sensibilità	Da 1.0 a 2mV Asynchronous
Periodo refrattario	250 ms
Protezione	200 ppm
Modalità di stimolazione	A00, AAI, V00, VVI



#### Accessori PACE 101®

- Cavi miocardici per stimolazione temporanea (unipolari e bipolari)
- Elettrocateri transvenosi per applicazioni di stimolazione temporanea minimamente invasiva
- Cavi di estensione per elettrocateri e adattatori